

产品优势

安全

无噪声、无辐射、不需要对比剂
适用范围广

实用



检测数据具有“可重复性”
精准度等同于心脏核磁

便捷

QAS-R搭载高性能的便捷式彩超，“右心室定量分析工具”操作简单，配置全科室，应用场景多，满足及时检查，疗效跟踪

高效

7到10分钟对关键的“解剖结构点”进行标识，就可以构建精准的三维模型，并输出定量的参数。



满足临床，教学和科研的迫切需求

一键建模，一键出报告

自动保存影像和行为信息、精准三维模型、定量的医学参数



中国科学技术大学先进技术研究院
雨甜医疗KBR联合研究中心



右心室量化分析系统

三首产品 徽采云平台便捷采购

国内独家 国际领先



- 研发平台：雨甜医疗KBR联合研究中心
中国科学技术大学先进技术研究院
合肥凯碧尔高新技术有限公司
- ☎ 电话：0551-63501088 15256995715
- 📍 生产基地：马鞍山雨甜医疗科技有限公司
安徽省马鞍山市雨山区九华西路1369号32栋
- ☎ 电话：0555-2111203 电邮：cn@ventrisound.com


广告 [皖械广审(文)第 240121-00256 号] 产品名称：右心室量化分析系统 产品型号：QAS-R 第II类医疗器械
医疗器械注册证 皖械注准20192070012号 医疗器械生产许可证 皖药监械生产许20190007号

权威
认证

- 中国NMPA认证(注册证)
- 中国GMP质量管理体系认证

QAS-R让超声全新升级

功能更齐全




多场景应用

心脏超声检查
腹部超声检查
.....

右心室功能定量分析

Analysis	
EDV	339.4 ml
EDVI	230.0 ml/m2
ESV	205.1 ml
ESVI	139.0 ml/m2
EF	40%
CO	8.3 L/min
CI	5.6 L/min/m2
SV	134.3 ml
SVI	91 ml/m2



使用心脏探头采集心脏的**动态影像片段**,通过追踪系统,自动搭载行为信息`
不同切面,随机“解剖学结构点”的标识,获取患者右心室的**特征信息**,生成“点云数据”
依托专家智库,构建精准三维模型,输出定量医学参数



交流风采



山东省医学会第二十一一次超声医学学术会议专场展示和交流
张运院士, 山东大学齐鲁医院张梅教授等专家对于 “
右心室量化分析系统” 给予高度关注和期待



中华医学会重症医学分会学术年会专场展示和交流
曾任重症全国主任委员广州中山大学附属医院管向东教授,
现任主任委员上海瑞金医院陈德昌教授, 候任主委四川大学
华西医院康焰教授等一批专家对于 “右心室量化分析系统”
给予高度关注和期待